

# Fiche Technique

## Balance-cuillère numérique

Référence 97000-003-ca

## Caractéristiques

Spécial cuisine moléculaire, dosage d'épices, de l'agar-agar et des levains.

- Capacité : 500g/0,1g
- Unités : g, oz, gn
- Capteur de jauge haute précision
- Fonctions : tare, arrêt automatique, hold, indications faible puissance et surcharge
- En ABS pour contact avec les aliments
- Modèle noir
- Dimensions : 225 x 49 x 25 mm
- Fonctionne avec 1 pile CR2032
- Livré en boîte, avec mode d'emploi



*french cooking by* 



La cuillère est amovible et peut-être laver. Ne pas laver la poignée à l'eau.

## Mode d'emploi

Mise sous tension - Appuyez sur le bouton ON/TARE pour allumer l'instrument. Appuyez longuement sur ON/TARE pour l'éteindre. L'instrument s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.

Tare - Placez le récipient dans la cuillère puis appuyez sur le bouton ON/TARE, l'affichage à l'écran se remet à zéro. Mettre les aliments à peser dans la cuillère pour obtenir le poids net.

Unités de mesure - Appuyez sur  $\Sigma$  /UNIT pour changer l'unité de mesure.

Verrouillage - Lorsque l'écran d'affichage est stabilisé, vous pouvez appuyer sur le bouton HOLD pour verrouiller la donnée. Appuyez de nouveau sur HOLD pour déverrouiller et démarrer la pesée suivante.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France